



Zertifiziert nach  
EN ISO 9001: 2000

1	Probennahme	mind. 2 ml Vollblut in EDTA-Röhrchen
2	Ankündigung	Die Probe <b>telefonisch bis 11:00 Uhr im Labor ankündigen:</b> Molekulare Diagnostik (0512/9003) - 70780
3	Probenversand	✦ <b>ÜBER PROBENTRANSPORT-SERVICE: ROHRPOST [#49] BIS 10:30 UHR</b> (Anmeldung über Klappe 25505) <b>ODER</b>
		✦ <b>DIREKT: BIS 11:00 UHR im Hauptlabor der Bakteriologie</b> Schöpfstraße 41, Probenannahme 2. Stock abgeben
4	Befundung	Die Befundübermittlung erfolgt telefonisch am selben Tag bis spätestens 16:00 Uhr durch die ÄrztInnen der Bakteriologie.

## ÜBERWEISUNGSSCHEIN FÜR MOLEKULARE SEPSISDIAGNOSTIK

Anforderung des Tests: LKI (ausgewählte Stationen bzw. nach infektiologischem Konsil) / Extern (NUR nach tel. Rücksprache)

<u>PatientIn</u>	<u>Anfordernde ÄrztIn</u>	<u>Datum / Unterschrift</u>
<u>Station / Kostenstelle</u>	Name:	
	Handy:	
	Tag/Zeit der Probennahme:	_____
	Klinische Diagnose:	_____
	Antibiotische Therapie:	_____
	Leukozyten pro µl:	_____